

F2.1.3 AC1**Action card til håndtering af forsyningsvanskeligheder****F2.1.3 AC1 lokale alternativer til værnemidler**

Oprettet	01.04.2020
Revideres	Løbende marts – maj 2020 af hygiejnenetværksperson Kamilla H. Nielsen ift. SST og SSI retningslinjer. Revideret d. 06.05.2020
Målgruppe	Ansatte i ældre og omsorg
Formål	<p>Dette actioncard er lavet for at give et overblik over de værnemidler vi har til rådighed i øjeblikket, da de kan se anderledes ud end vanligt jf. F2.1.3 og der kan være andre anvendelses muligheder.</p> <p>De nedenstående værnemidler er gennemgået med en hygiejnesygeplejerske fra klinisk mikrobiologisk afdeling.</p>
Overtrækskitler/ Forklæder med langeærmer	<p>Som supplement til overtrækskitler som anvendes ved infektionshygiejne, er der indkøbt hvide heldragter med lynlås foran. <u>Vær opmærksom på at de hvide heldragter kan variere i kvaliteten. Det kan derfor være nødvendigt at forstærke med et engangsforklæde uden på heldragten.</u> Disse dragter skal af- og påtages på en anden måde end de overtrækskitler vi er vant til.</p> <p>Der er derfor lavet en video med instruktion til dragten. <u>Det er nødvendigt at prioritere overtrækskitler til det personale som ikke kan passe de hvide heldragter.</u> Det er ikke nødvendigt at anvende hættten i dragten.</p> <p>Du kan se instruktionsvideoen her: Obs. Husk at udføre håndhygiejne inden påtagning af værnemidler. G:\Socfv\Ældre og Omsorg\Faelles\Patientsikkerhed\HYGIEJNE\video påtagning af værnemidler.mp4</p> <p>Obs. Vær opmærksom på at briller skal aftages før mundbind. Husk håndhygiejne. G:\Socfv\Ældre og Omsorg\Faelles\Patientsikkerhed\HYGIEJNE\video aftagning af værnemidler.mp4</p>

<p>Handsker</p>	<p>Både nitril- og latexhandsker kan avendes i plejen. I Brøndby Kommune er det besluttet at der grundlæggende anvendes nitrilhandsker. I forbindelse med forsyningsvanskeligheder anvendes latexhandsker. Dog bør der være opmærksomhed i særlige situationer, da det er et bionedbrydeligt materiale og derfor kan påvirkes af omgivelserne, se nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bør ikke anvendes latexhandsker ved påsmøring af hormoncreme. • Latexhandsker kan være permable over for klor. • Der bør ikke anvendes latexhandsker ved kontakt med cytostatika. <p>Det er nødvendigt at prioritere nitrilhandsker til ovenstående situationer og til personale med latexallergi. Herudover opfordres der til at der kun anvendes handsker hvor det er nødvendigt. Se instruks F.2.1.3 værnemidler.</p>
<p>Visir</p>	<p>Hvornår visir anvendes præciseres i instruks F2.2.4 coronavirus</p> <p>Ved mangel kan visiret genanvendes. Visiret skal være personligt og kan derfor kun anvendes af den enkelte medarbejder, derfor skrives der navn på indersiden. Efter brug vaskes visiret af, som ved brug af beskyttelsesbriller, og desinficeres. Visiret opbevares i plasticpose når det ikke er i brug.</p> <p>Visir fra coviværn.dk har et klistermærke på forsiden som fjernes inden brug, da det ellers besværliggør rengøring.</p>
<p>FFP2 masker</p>	<p>Ved mangel på kirurgiske masker kan der anvendes FFP2 masker, disse masker kaldes også åndedrætsværn. Kirurgiske masker skal prioriteres til borgeren og FFP2 masker kan anvendes af personale til éngangsbrug.</p> <p>Vær opmærksom på at FFP2 masker som udgangspunkt ikke skal anvendes i mere end 3 timer. Ud fra et infektionshygiejnisk perspektiv er det acceptabelt at øge bærer-varigheden til mere end 3 timer og helt op til 8 timer for åndedrætsværn. Masken skiftes, når den er våd eller synligt forurenet.</p>
<p>Håndsprit</p>	<p>Ved mangel på små håndsprit kan det være nødvendigt at påfylde fra større beholdere. Hvis det er muligt anvendes der nye tomme beholdere, hvis disse ikke forefindes kan brugte hånddesinfektionsbeholdere genanvendes.</p>

Hånddesinfektionsflasker til genanvendelse skal rengøres inden genopfyldning. Hvis det er muligt kan disse sættes i opvaskermaskine på den lavest mulige antal grader. Det er dernæst vigtigt at skrive på flasken hvad den indeholder. Det er herudover en god ide at overlade opfyldningen af flasker til bestemte personer sådan at man ikke står og fylder hver sin flaske op.

Hånddesinfektion Fra justmore.dk



Håndspritten er leveret med en sprayfunktion grundet leveringsvanskeligheder på låg.

I skal være opmærksomme på ikke at bruge forstøver funktionen, men i stedet bruge strålen. Da der ved forstøverfunktionen er større risiko for at indånde dråber af håndspritten.

Pumpen, fra Ceduren og Abena 600 ml. håndsprit, passer og kan monteres på de leverede håndsprit med spray. Så gem endelig pumperne til dette. Herudover forsøges det at skaffe nye pumper.